



**Массажер для головы и тела
Power Head&Body mini**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Пожалуйста, прочтите инструкции перед использованием.

Благодарим вас за покупку этого товара!

Развитие науки и техники значительно изменило наш образ жизни, и сохранение здоровья превращается из модного слова в полномасштабное движение. Этот электрический массажер для головы и тела имеет стильный внешний вид и эргономичный дизайн. Небольшой размер, легкий вес и мощные функции делают его отличным маленьким гаджетом и прекрасным спутником в путешествиях. Четыре массажные головки с 84 отдельными «пальчиками» выполняют имитацию массажа рук, чтобы расслабить кожу головы, стимулировать акупунктурные точки и снять напряжение. Одним нажатием кнопки «Пуск» вы сможете насладиться нежным массажем в любое удобное время и в любом месте.

Массажер безопасен и прост в использовании. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы активировать массажер, нажмите еще раз, чтобы переключиться на более сильный массаж. Он мягко поглаживает кожу головы, вызывая ощущение покалывания, не царапая и не дергая волосы, благодаря чему создает ощущение чистоты и мягкости головы.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием, чтобы обеспечить правильную работу. Пожалуйста, храните данное руководство пользователя для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....4
 НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА.....4
 Внешняя структура.....4
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....5
 Предварительные проверки.....5
 Способы зарядки.....5
 Как использовать.....5
 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....6
 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.....7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важные меры предосторожности

- ▶ Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, чтобы обеспечить правильную работу данного прибора.
- ▶ Меры предосторожности и предупреждения, перечисленные ниже, помогут обеспечить правильную эксплуатацию данного прибора.
- ▶ Классы несчастных случаев, вызванных неправильным использованием, подразделяются на:

	Предупреждение	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей.
	Осторожно	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению изделия.

	Запрещено		НЕ разбирать
--	------------------	--	---------------------

Не подходит для следующих лиц

При использовании данного изделия детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями (необходимо находиться под присмотром) необходим тщательный надзор.

Мы рекомендуем тем, у кого есть любое из следующих состояний, проконсультироваться с врачом перед использованием.

- ▶ Имплантирован кардиостимулятор или другие электронные устройства.
- ▶ Наличие злокачественных опухолей и доброкачественных образований, острых заболеваний, гипертония или болезни сердца (нуждаются в наблюдении).
- ▶ Беременность и период менструации.
- ▶ Остеопороз, деформирование суставов, дисфункция или недавний перелом.
- ▶ Повреждение кожных покровов.
- ▶ Сильная лихорадка.
- ▶ Инфекционные заболевания.
- ▶ При использовании или нахождении рядом данного изделия с детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями необходим тщательный надзор.

Меры предосторожности при нажатии кнопки управления

- Не нажимайте на кнопки управления мокрыми руками и не тяните за провод адаптера с силой.
- Не нажимайте и не удерживайте кнопки слишком сильно, чтобы избежать неисправности.

1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Наилучшие условия

- Не используйте прибор при температуре выше 40°C.
- Не используйте прибор во влажной или пыльной среде.
- Не используйте изделие и не вынимайте вилку из розетки во время грозы или разряда молнии. Не оставляйте на улице.
- Кладите изделие на плоскую ровную поверхность.
- Не храните изделие вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами.
- Не мойте изделие в воде.
- Не используйте изделие вблизи коротковолновых или микроволновых устройств.

Меры предосторожности с разъемами питания и шнуром питания

- Убедитесь, что напряжение питания, указанное на приборе, соответствует местному электроснабжению.
- Не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не тяните за шнур, берите за пластиковый конец, чтобы от соединить его.
- Не пережимайте шнур тяжелыми предметами.
- Не повреждайте, не перегревайте, не тяните сильно и не перекручивайте шнур питания.

Лучшие способы безопасного использования

- Не используйте изделие во время вождения во избежание несчастных случаев.
- Это нормально, если изделие кажется горячим после длительной работы. Используйте изделие только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Не используйте другие терапевтические устройства вместе с данным изделием.
- Не кладите на изделие тяжелые предметы.
- Не оказывайте нагрузку на сердце во время использования изделия, в противном случае это может вызвать дискомфорт.
- Утилизируйте упаковочные пластиковые пакеты надлежащим образом и следите за тем, чтобы дети не играли с ними.
- Не используйте продукт сразу после еды, это может вызвать дискомфорт. Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время эксплуатации прибора, немедленно прекратите его использование.
- Не используйте его для длительных сеансов, чтобы избежать дискомфорта.
- Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время работы данного устройства, немедленно выключите питание и не пользуйтесь устройством.
- Не касайтесь изделия кошками или собаками во время использования, чтобы избежать перегрева или возгорания.
- Если во время зарядки отключается питание, пожалуйста, выключите устройство, чтобы избежать опасностей при повторном включении питания.
- Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать прибор самостоятельно.

2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не используйте изделие, если у него повреждена/открыта часть или произошла утечка питания.
- Не наступайте на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не позволяйте ребенку пользоваться изделием или играть с ним.
- Не засыпайте во время работы устройства.
- Избегайте использования продукта в состоянии алкогольного опьянения.
- Не засовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстия прибора, чтобы избежать травм пользователя или повреждения прибора.
- Если во время работы появляется какой-либо дым или необычный запах, немедленно прекратите использование.
- Не разбирайте изделие во избежание поломки.
- Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать прибор самостоятельно.
- Пожалуйста, свяжитесь с нами и верните изделие в наш центр обслуживания клиентов для уточнения деталей и ремонта.

Лучшие способы безопасного использования

- Данное изделие содержит специальную аккумуляторную батарею, не извлекайте ее из изделия для зарядки и не используйте с другим изделием.
- Не помещайте изделие на открытый огонь, чтобы избежать перегрева.
- Пожалуйста, обращайтесь с изделием должным образом, чтобы избежать повреждений.
- Не соединяйте две клеммы аккумулятора непосредственно с проводящим металлом.
- Не храните изделие вместе с украшениями.
- Храните извлеченную батарею подальше от детей во избежание травм.
- Если ваш ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь в больницу.
- Если произошла утечка из аккумулятора, избегайте контакта с обнаженной кожей, чтобы предотвратить химические ожоги. Если вы все-таки соприкоснетесь с протекающей батареей, тщательно промойте кожу водой. Воздействие на кожу требует тщательного промывания и визита к врачу.
- Разбирайте прибор только для утилизации. Пожалуйста, обратитесь за техническим обслуживанием к официальному дилеру.
- Батареи можно утилизировать после использования. Пожалуйста, утилизируйте литиевую батарею в соответствии с местными правилами.
- Перед утилизацией прибора извлеките из него батареи. Перед извлечением батареек отключите источник питания.

3

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Внешняя структура



4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительные проверки

- ▶ Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что изделие не повреждено и кнопки управления исправно работают.
- ▶ Полностью зарядите устройство перед первым использованием или после длительного хранения.

Способы зарядки

- ▶ Подключите USB-кабель питания к разъему магнитного адсорбционного контакта устройства.
- ▶ Индикатор будет гореть красным во время зарядки и станет белым при полной зарядке.
- ▶ Устройство не работает во время зарядки, процесс самозащиты запустится автоматически при начале зарядки. Этот массажер использует встроенную аккумуляторную батарею, полная зарядка займет около 2,5 - 3 часов.
- ▶ Пожалуйста, прекратите использование устройства, когда индикатор кнопки включения начнет мигать, сначала зарядите аккумулятор и перезагрузите устройство.



Как использовать

- ▶ Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить массажер, короткое нажатие этой кнопки позволяет переключаться между настройками низкой / высокой скорости (индикатор загорается соответственно вверх / вниз).
- ▶ При разряде батареи будут выдвигаться предупреждения, индикатор белого цвета кнопки питания мигает.
- ▶ Индикатор горит красным светом во время зарядки и становится белым по завершении зарядки.

Как пользоваться кольцом для захвата. Положите его в ладонь и с силой сожмите, затем отпустите. Повторите. Используйте для укрепления кистей, запястий и предплечий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ По умолчанию прибор рассчитан на 10-минутный сеанс массажа и автоматически отключается по истечении времени.
- ▶ Гаджет может подключаться к порту компьютера, портативному блоку питания или адаптеру питания 5 В / 1 А для зарядки.
- ▶ Когда работа массажера замедлится, пожалуйста, прекратите его использование и зарядите аккумулятор.

5

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по уходу

1. Очистка

- ▶ Перед чистой обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- ▶ Для чистки изделия используйте мягкую ткань.
- ▶ Для удаления пятен протрите мягкой тканью, смоченной водой или мягким нейтральным моющим средством, затем вытрите другой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Никогда не подключайте и не выдергивайте шнур питания мокрыми руками.
- ▶ Не используйте на изделии бензол, растворитель или другие растворители, это может привести к выцветанию или повреждению изделия.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно демонтировать устройство, пока оно мокрое, высушите его на воздухе.

2. Способы хранения

- ▶ Обязательно отключите питание перед хранением.
- ▶ Поместите устройство в среду, свободную от влаги, высокой температуры и летучих газов.
- ▶ Если изделие не используется в течение длительного периода времени, мы рекомендуем упаковать его в коробку, чтобы уберечь от пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Не оставляйте данное изделие на длительное время под прямыми солнечными лучами. Это может привести к выцветанию или повреждению.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- ▶ Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих признаков:
 - ▶ Запах гари.
 - ▶ Питание включается и выключается при прикосновении к зарядному кабелю.
 - ▶ Шнур питания перегрелся.
 - ▶ Шнур питания оборван.
 - ▶ Другие ненормальные признаки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Пожалуйста, прекратите использование изделия во избежание поломки или несчастных случаев при наличии любого из вышеперечисленных признаков.
- ▶ Выключите кнопку питания и отсоедините вилку от розетки, обратитесь к нам или дилеру за ремонтом.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или демонтировать прибор.

6

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

№.	Проблема	Возможная причина	Возможное решение
1	Прибор не запускается	Низкий заряд батареи Выключатель питания выключен Зарядный шнур слабо подключен	Зарядите Включите выключатель питания Правильно подсоедините зарядный шнур
2	Прибор не заряжается	Неподходящий зарядный провод Адаптер питания/зарядный провод не работает	Используйте оригинальный зарядный провод Замените на новый
3	Прибор перестает работать во время использования	Таймер по умолчанию истекает	Нажмите кнопку питания через 15 минут для перезапуска
4	Во время работы появляется дым или необычный запах	Прибор неисправен	Немедленно прекратите использование и отправьте его в авторизованный сервисный центр

Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с нами или авторизованным сервисным центром для проведения технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Массажер для головы и тела Askona Performance Power Head&Body mini
 Модель: Q20
 Номинальное входное напряжение: 5V
 Номинальная мощность: 5W
 Гарантия: 12 месяцев

7